

# Clarima

## Hauchfrei

**Röder**   
DENTALINSTRUMENTE

Nach kurzem Anwärmen bleibt dieser Spiegel **hauchfrei**.

Das Anwärmen wird erreicht durch:

- Warmwasserbad
- Flamme (Bunsenbrenner)




Dieser Spiegel ist erhältlich in **Standard** und in **Front**:

- **Standard**  
Plan, Größen 4,5,6,8 – Art.-Nr. 13  
Hohl, Größen 4,5,6,8 – Art.-Nr. 12
- **Front**  
Plan, Größen 4,5,8 – Art.-Nr. 14

Reinigung und Sterilisation:

- Ultraschall
- Thermo-Desinfektor
- Desinfektionsbad
- Autoklav



Beachten Sie den Unterschied eines hauchfreien und beschlagenen Bildes.

Dauer der **Hauchfreiheit**

Im Mund bleibt dieser Spiegel bis zu 6 Minuten **hauchfrei**.